

# 日立総合病院 アルバイト 学生看護補助者（SNA）募集要項

## 〈看護学生〉

日立総合病院では、夜間の看護ケア充実をめざして、  
SNA（Student Nursing Assistant:学生看護補助者）を募集しています。

- 勤務場所：日立総合病院内の一般病棟
- 業務内容：看護補助業務  
具体的には、下膳、病室内の環境整備、ベッドメイキング  
搬送業務、看護師とともに患者ケアの補助
- 勤務時間：17：30～21：30（4時間）休憩なし  
※週に2日～（月～日）  
※休日の希望は可能ですが勤務日はシフト制です。  
毎月、事前に希望を伺いスケジュールを決定します。
- 給 与：時給1,300円（交通費全額支給）  
運転免許取得1年経過後であれば車通勤可能（敷地内駐車場  
使用許可あり）
- 応募資格：①看護学生であること  
②心身ともに健康であること  
③患者さんへの対応マナーが適切にできること  
④医療スタッフと良好なコミュニケーションがとれること
- 応募方法：履歴書（写真貼付）  
郵送にてお申込みください。  
郵送後、下記の「応募先」へメールにてご連絡ください。
- 応募締切：必要人員に達するまで
- 選考方法：書類選考、面接試験
- 問合せ 応募先：〒317-0077  
日立市城南町二丁目1番1号  
株式会社日立製作所 日立総合病院  
事務部総務グループ 新嶋 優太  
TEL 0294-23-8334  
E-mail saiyou.nichibyو.nx@hitachi.com

