

コンサンプションは、使用容量に応じた従量課金プランで、事前構成済みの各種モデルをご利用いただけます。大容量を低コストでご利用いただける「キャパシティモデル」、容量と性能のバランスを重視した「パフォーマンスモデル」、データ保全を考慮した「バックアップモデル」をご用意しています。よりスピーディーな提供をめざして、お客さま自身で試算いただけるように従量単価（円/GiB・月）を公開しています。

■キャパシティモデル

項目	CA-1	CA-2
従量単価 ※1※2	7 円/GiB・月～	10 円/GiB・月～
提供容量 (最低提供容量)	147～295 TiB (147TiB)	38～74 TiB (38TiB)
システム性能 ※3	107,000 IOPS	

■パフォーマンスモデル

項目	PF-1	PF-2	PF-3
従量単価 ※1※2	18 円/GiB・月～	17 円/GiB・月～	
提供容量 (最低提供容量)	5～9 TiB (5 TiB)	10～18 TiB (10 TiB)	19～37 TiB (19TiB)
システム性能 ※3	54,000 IOPS	85,000 IOPS	151,000 IOPS

※1：保守時間帯によりGiB単価は変わります。

※2：最低提供容量に基づいた最低利用料金が設定されています。

※3：Read比率 70%、ブロックサイズ 16KiB時の参考値です。(性能を保証するものではありません。)

■バックアップモデル

項目	BK-1	BK-2	BK-3	BK-4
従量 単価※1※2※4	プール0：17 円/GiB・月 ～ プール1：2 円/GiB・月～	プール0：17 円/GiB・月～ プール1：17 円/GiB・月～	プール0：17 円/GiB・月～ プール1：2 円/GiB・月～ プール2：2 円/GiB・月～	プール0：17 円/GiB・月～ プール1：17 円/GiB・月～ プール2：2 円/GiB・月～
提供容量※3 (最低提供容量)	プール0：19～37TiB (19TiB) プール1：23～47TiB (23TiB)	プール0：19～37TiB (19TiB) プール1：19～37TiB (19TiB)	プール0：19～37TiB (19TiB) プール1：23～47TiB (23TiB) プール2：23～47TiB (23TiB)	プール0：19～37TiB (19TiB) プール1：19～37TiB (19TiB) プール2：23～47TiB (23TiB)
システム 性能※4※5	151,000 IOPS			
コピー 性能①※6※8	100 MiB/s	380 MiB/s	100 MiB/s	380 MiB/s
コピー 性能②※7※8	—	—	100 MiB/s	100 MiB/s

※1：保守時間帯によりGiB単価は変わります。

※2：最低提供容量に基づいた最低利用料金が設定されています。

※3：プールとは、サーバに書き込まれたデータを記憶する領域を意味します。またプール0はオンラインで使用するデータの格納先、プール1およびプール2はレプリカの格納先としての利用を想定しております。(各プールの利用方法は必須ではありません。)

※4：リード/ライト比=7:3、ランダム率=100%、ブロックサイズ=16k、リードヒット率=0%、ライトヒット率=0%で見積った値(通常稼働時)となります。(本値を保証するものではありません。)

※5：プール0の性能値となります。

※6：プール0からプール1への筐体内コピー(ShadowImage：レプリカを作成するストレージ機能)性能値となります。

※7：プール0からプール2への筐体内コピー(ShadowImage：レプリカを作成するストレージ機能)性能値となります。

※8：同時コピーのペア数=96で見積った値(通常稼働時)となります。